



Manuelle Kammerfilterpresse 250 – 630

KF 025
KF 040
KF 047
KF 063

Die manuelle Kammerfilterpresse wird mittels einem einfach wirkenden Hydraulikzylinder geschlossen. Das öffnen erfolgt über Federrückzug.

Alle notwendigen Modifizierungen unserer Filterpressen werden bei der Planung berücksichtigt. Damit es Ihre Presse wird!

Fon | +49 (0) 2646 / 9413-0
Mail | info@filox.de
Web | filox.de

Manuelle Kammerfilterpresse 250 – 630




FILOX[®] – individuelle Lösungen auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

Der hydraulische Verschluss mittels einer zweistufigen Handkolbenpumpe.

Das Tropfblech kann sowohl als manuelles Schieblech oder in schwenkbarer Ausführung mit Handhebel eingesetzt werden.

Unsere manuellen Kammerfilterpressen eignen sich optimal für Schlammwässerungen in kleinen industriellen Abwasserbehandlungsanlagen sowie für Labore.



Zusätzliche Produkte:

- ▶ Abwurftrichter
- ▶ Schnecken-/ Doppelschneckenförderer
- ▶ Bedienstege / Bedienbühnen
- ▶ Kippbehälter und Rollcontainer für den Kuchenabwurf
- ▶ Beschickungspumpen
- ▶ Sonderausführungen in Containeranlagen
- ▶ Mobile Kammerfilterpressen
- ▶ Heizplatte für Filterkuchentrocknung



Filterpressengrößen und Ausführungsmöglichkeiten (Sondergrößen auf Anfrage)

Typ	Format mm	Kammeranzahl maximal	Filtrationsdruck maximal bar	Filterfläche maximal m ²	Kammervolumen maximal dm ³
KF 025	250 x 250	20	16	2	22
KF 040	400 x 400	40	16	10	116
KF 047	470 x 470	50	30	18	210
KF 063	630 x 630	60	30	38	460